

第六包（化学试剂）清单及技术、参数要求

序号	品名	规格	单位	数量	单价最高限价（元）	投标单价（元）
1	甲醇	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	310	
2	乙腈	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	740	
3	乙酸乙酯	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	980	
4	N, N 二甲基甲酰胺	纯度：色谱纯，包装 2.5LM	瓶	1	560	
5	二甲亚砜	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1860	
6	异丙醇	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	846	
7	四氢呋喃	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1588	
8	正己烷	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	784	
9	正戊烷	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1372	
10	正庚烷	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1580	
11	甲基叔丁基醚	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1640	
12	1, 2, 4-三氯苯	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	2940	
13	正丁醇	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1248	
14	异辛烷	纯度：色谱纯，包装 4L/瓶	瓶	1	1450	
15	乙醇	纯度：色谱纯，包装 1L/瓶	瓶	1	610	
16	异丙醇	纯度：色谱纯，包装 1L/瓶	瓶	1	256	
17	乙酸乙酯	纯度：色谱纯，包装 1L/瓶	瓶	1	430	
18	乙酸丁酯	包装 1L/1LACS 级别	瓶	1	1500	
19	乙苯	包装 1L/1LACS 级别	瓶	1	1420	
20	邻二甲苯	包装 1L/瓶，超纯级别	瓶	1	1360	
21	对二甲苯	纯度：色谱纯，包装 1L/瓶	瓶	1	1730	

22	间二甲苯	包装 1L/瓶, 超纯级别	瓶	1	2304	
23	N, N 二甲基乙酰胺	纯度: 色谱纯, 包装 1L/瓶	瓶	1	1760	
24	正己烷	纯度: 色谱纯, 包装 1L/瓶	瓶	1	470	
25	正庚烷	纯度: 色谱纯, 包装 1L/瓶	瓶	1	700	
26	氢氟酸	包装: 500ml/瓶, ACS 级别	瓶	1	860	
27	高氯酸	包装: 1L/瓶, ACS 级别	瓶	1	5240	
28	十二烷基磺酸钠	色谱纯, 包装: 5g/瓶	瓶	1	1330	
29	三氟乙酸	进口色谱纯 50ml/瓶	瓶	1	896	
30	叔丁醇	叔丁醇, 99.5%超纯 1LT	瓶	1	1340	
31	硝酸	ppb 级别硝酸, 包装: 500ml/瓶	瓶	1	820	
32	庚烷磺酸钠	色谱纯, 包装: 25g/瓶	瓶	1	740	
33	辛烷磺酸钠	色谱纯辛烷磺酸钠, 包装: 25g/瓶	瓶	1	740	
34	癸烷磺酸钠	纯度>96%包装: 25g/瓶	瓶	1	2700	
35	己烷磺酸钠	色谱纯己烷磺酸钠, 包装: 25g/瓶	瓶	1	720	
36	戊烷磺酸钠	纯度>98%, 包装: 25g/瓶	瓶	1	760	
37	甲酸	包装: 500ml/瓶, ACS 级别	瓶	1	470	
38	乙酸	包装: 500ml/瓶, ACS 级别	瓶	1	970	
39	甲酸铵	LCMS 级别, 包装: 50g/瓶	瓶	1	594	
40	乙酸铵	LCMS 级别, 包装: 50g/瓶	瓶	1	600	
41	甲醇	LCMS 级别, 包装: 4L/瓶	瓶	1	1280	
42	乙腈	LCMS 级别, 包装: 4L/瓶	瓶	1	1928	
43	乙醇	纯度: 色谱纯, 包装: 4L/瓶	瓶	1	684	
44	磷酸	纯度: 色谱纯, 包装: 500ml/瓶	瓶	1	700	
45	双氧水	纯度: 超纯, 包装: 500ml/瓶	瓶	1	6690	
46	二氯甲烷	纯度: 色谱纯, 包装: 4L/瓶	瓶	1	890	
47	甲酸	LCMS 级别, 包装: 50g/瓶	瓶	1	490	
48	乙酸	LCMS 级别, 包装: 50g/瓶	瓶	1	460	
49	HPLC 乙腈	4L	瓶	1	528	
50	HPLC 甲醇	4L	瓶	1	204	
51	HPLC 正己烷	4L	瓶	1	531	
52	HPLC 四氢呋喃	4L	瓶	1	1073	

53	HPLC 乙醇	2.5L	瓶	1	456	
54	HPLC 异丙醇	4L	瓶	1	539	
55	HPLC 乙酸乙酯	4L	瓶	1	894	
56	HPLC 正丙醇	2.5L	瓶	1	1425	
57	HPLC 正丁醇	2.5L	瓶	1	1425	
58	HPLC 叔丁基甲醚	2.5L	瓶	1	950	
59	HPLC 环己烷	2.5L	瓶	1	1563	
60	HPLC 正庚烷	2.5L	瓶	1	1864	
61	HPLC 异辛烷	2.5L	瓶	1	1624	
62	HPLC 二氯甲烷	2.5L	瓶	1	438	
63	HPLC 二氯甲烷	4L	瓶	1	625	
64	LC-MS 乙腈	2.5L	瓶	1	990	
65	LC-MS 水	2.5L	瓶	1	316	
66	LC-MS 甲醇	2.5L	瓶	1	481	
67	LC-MS 乙酸乙酯	2.5L	瓶	1	554	
68	LC-MS 正己烷	2.5L	瓶	1	1304	
69	LC-MS 正庚烷	2.5L	瓶	1	1603	
70	LC-MS 异丙醇	2.5L	瓶	1	549	
71	LC-MS 乙酸	50ML	瓶	1	384	
72	LC-MS 甲酸	50ML	瓶	1	590	
73	LC-MS 氨溶液 25%	50ML	瓶	1	384	
74	LC-MS 乙酸铵	50g	瓶	1	829	
75	LC-MS 碳酸氢铵	50g	瓶	1	384	
76	GC 二氯甲烷	4L	瓶	1	638	
77	GC 水	1L	瓶	1	259	
78	GC 水	2.5L	瓶	1	514	
79	GC DMF	2.5L	瓶	1	1043	
80	气相顶空 DMSO	1L	瓶	1	530	
81	气相顶空 DMSO	2.5L	瓶	1	1066	
82	气相顶空苯甲醇	1L	瓶	1	1238	
83	气相顶空苯甲醇	2.5L	瓶	1	2720	
84	气相顶空 DMF	1L	瓶	1	530	
85	气相顶空 DMF	2.5L	瓶	1	1061	
86	气相顶空 1-甲基 -2-吡咯啉酮 NMP	2.5L	瓶	1	1805	
87	气相顶空 DMA	1L	瓶	1	774	
88	GC-MS 乙腈	1L	瓶	1	590	
89	GC-MS 环己烷	1L	瓶	1	600	
90	GC-MS 乙酸乙酯	1L	瓶	1	369	
91	GC-MS 正己烷	1L	瓶	1	468	
92	GC-MS 甲醇	1L	瓶	1	186	
93	GC 乙腈	2.5L	瓶	1	1134	

94	GC 乙腈	4L	瓶	1	2039	
95	GC 环己烷	2.5L	瓶	1	1263	
96	GC 乙酸乙酯	2.5L	瓶	1	796	
97	GC 乙酸乙酯	4L	瓶	1	1278	
98	GC 正己烷	2.5L	瓶	1	898	
99	GC 正己烷	4L	瓶	1	559	
100	GC 异己烷	2.5L	瓶	1	1310	
101	GC 异辛烷	2.5L	瓶	1	1386	
102	GC 甲醇	2.5L	瓶	1	386	
103	GC 异丙醇	2.5L	瓶	1	583	
104	色谱甲醇	4L	瓶	1	250	
105	色谱乙腈	4L	瓶	1	590	
106	色谱二氯甲烷	4L	瓶	1	920	
107	色谱乙酸乙酯	4L	瓶	1	720	
108	色谱异丙醇	4L	瓶	1	720	
109	色谱二甲基亚砷	4L	瓶	1	1440	
110	色谱正己烷	4L	瓶	1	900	
111	LC-MS 甲醇	2.5L	瓶	1	792	
112	LC-MS 乙腈	2.5L	瓶	1	1960	
113	乙腈	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	660	
114	甲醇	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	260	
115	四氢呋喃	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	1100	
116	乙酸乙酯	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	640	
117	无水乙醇	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	780	
118	正己烷	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	640	
119	异丙醇	ACS/HPLC (色谱级) 4L	瓶	1	620	
120	乙腈	B&J (色谱级) 4L	瓶	1	780	
121	甲醇	B&J (色谱级) 4L	瓶	1	340	
122	四氢呋喃	B&J (色谱级) 4L	瓶	1	1140	
123	乙酸乙酯	B&J (色谱级) 4L	瓶	1	660	
124	异丙醇	B&J (色谱级) 4L	瓶	1	660	

单价合计:

127442